



Association pour la Promotion du Contrôle de Qualité des Analyses de Biologie Médicale en Radiotoxicologie



A-1035

PLAN DE CAMPAGNE D'INTERCOMPARAISON ANNEE 2019

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1. Plan de programme annuel	3
1.1 Nom / Siège social	3
1.2 Statut juridique	3
1.3 Les personnes impliquées dans la conception du programme :	3
1.4 Sous-traitance	3
1.5 Critères à remplir pour participer :	4
1.6 Nombre et type de participants attendus :	4
1.7 Nature des mesurandes	4
1.8 Exigences de Procorad vis-à-vis des sous-traitants.....	5
1.9 Risques de collusion / Falsification	5
1.10 Calendrier et informations aux participants.....	5
1.11 Instructions	5
1.12 Procédures pour tests d'homogénéité et stabilité	5
1.13 Saisie des résultats par les participants	5
1.14 Description de l'analyse statistique	5
1.15 Réunion annuelle / Rapports.....	6
1.16 Sources potentielles d'erreurs.....	6
1.17 Perte ou détérioration des échantillons soumis à essai	7
2. Caractéristiques techniques des intercomparaisons.....	7
2.1 Généralités	7
2.1.1 Expéditions-Transport-Conservation.....	7
2.1.2 Manipulation des échantillons	7
2.1.3 Rendu des résultats.....	8
2.2 Tritium dans les urines (Bq.L ⁻¹)	8
2.2.1. Urine tritiée	8
2.2.2. Tritium organiquement lié	8
2.3 Carbone 14	9
2.4 Soufre 35 dans les urines (Bq.L ⁻¹).....	9
2.5 Emetteurs X et/ou γ dans les urines (Bq.L ⁻¹).....	9
2.6 Uranium dans les urines ($\mu\text{g.Echantillon}^{-1}$ (masse) et Bq.Echantillon ⁻¹ (activité)).....	9
2.7 Actinides dans les urines (Bq.Echantillon ⁻¹).....	10
2.8 Solution d'actinides de référence (Bq.L ⁻¹)	10
2.9 Actinides dans les cendres de matières fécales (Bq.Echantillon ⁻¹).....	10
2.10 -Strontium dans les urines (Bq.L ⁻¹)	11
2.11 Emetteurs alpha totaux sur mucus nasal (Bq.Echantillon ⁻¹)	11
3. Modalités d'inscription	11
3.1 Généralités	11
3.2 Calendrier.....	12
3.3 Frais de participation	13
3.4 Facturation	14
3.5 Critères d'adhésion.....	15
4. Communication avec les participants	15
5. Confidentialité–Protection des données.....	15
5.1 Confidentialité	15
5.2 Protection des donnés	16
6. Exploitation statistique des résultats	16
6.1 Statistiques descriptives	16
6.2 Statistiques permettant d'évaluer la performance.....	17
6.2.1 La valeur assignée X :	17
6.2.2 L'incertitude de la valeur assignée U(X)	18
6.2.3 L'écart-type pour l'évaluation d'aptitude :	18
6.3 Critères de performance	18
6.3.1 Le z score :	18
6.3.2 Autres statistiques de performance données à titre indicatif :	19

1. Plan de programme annuel

Il indique la conception et les objectifs du programme annuel d'essais d'aptitude (ou programme annuel d'intercomparisons) réalisé sous l'égide de Procorad.

Il est disponible sur le site web de Procorad www.procorad.org

1.1 Nom / Siège social

Association pour la **PRO**motion du **CO**ntrôle de Qualité des Analyses de Biologie Médicale en **RAD**iotoxicologie (PROCORAD)

Bureau du Conseiller médical du CEA – 18 Route du Panorama BP n°6 – 92265 FONTENAY AUX ROSES CEDEX

Site Internet : www.procorad.org

1.2 Statut juridique

PROCORAD est une association sans but lucratif, régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a été déclarée à la préfecture de Paris le 17 novembre 1995 et enregistrée sous le numéro n°123046. Cette déclaration a été modifiée le 08 mars 2016 à la sous-préfecture d'Antony et enregistrée sous le n° W751123046.

1.3 Les personnes impliquées dans la conception du programme :

Coordonnateur : Géraldine LECOIX – Présidente de Procorad josseline.lecoix@cea.fr

Secrétaire : Claude GUICHET claude.guichet@cea.fr

Responsable du Conseil Scientifique : Christian HURTGEN procorad-hurtgen@voo.be

Responsable qualité: Tiphaine LEGRAND tiphaine.legrand@cea.fr

Responsable site web : Philippe CORREZE philippe.correze@orano.group

Trésorier : François BRIOT : briot.procorad@gmail.com

1.4 Sous-traitance

La campagne de comparaisons interlaboratoires nécessite des compétences variées que PROCORAD ne possède pas dans sa totalité. Il doit les trouver à l'extérieur. Actuellement, la préparation, le contrôle (homogénéité et stabilité, valeurs cibles), le conditionnement et la distribution sont sous-traités comme suit

Intercomparaison proposée

Laboratoire sous-traitant

Expert

Actinides dans les cendres de selles	LBM ORANO La Hague 50444 Beaumont Hague Cedex	<i>Philippe CORREZE</i>
Actinides dans les urines (et solution de Référence) Uranium dans les urines (activité et masse)	LBM CEA Marcoule 30206 Bagnols sur Ceze Cedex	<i>Géraldine LECOIX</i>
Strontium 90 dans les urines	LBM CEA Paris Saclay 91191 Gif sur Yvette Cedex	<i>Xavier MILLOT</i>
Emetteurs Gamma-X dans les urines	LBM CEA Cadarache 13108 St Paul Lez Durance	<i>Mariette RUFFIN</i>
Tritium dans les urines	LBM CEA Valduc 21120 Is sur Tille	<i>Michel TRICOTTI</i>
Carbone 14 dans les urines Soufre 35 dans les urines	LBM CEA Grenoble 38054 Grenoble Cedex 9	<i>Véronique CHAMEL</i>
Emetteurs alpha totaux sur mucus nasal (drapeaux et mouchoirs)	LBM CEA Valduc 21120 Is sur Tille	<i>Michel TRICOTTI</i>

La compétence des laboratoires est démontrée par l'existence de leur accréditation selon la norme NF EN ISO 15189.

1.5 Critères à remplir pour participer :

Etre adhérent de l'association Procorad. L'adhésion est renouvelée chaque année.

1.6 Nombre et type de participants attendus :

Chaque année, environ 75 laboratoires participent aux exercices d'intercomparaisons proposés par Procorad. Les laboratoires participants sont essentiellement des laboratoires médicaux ou de surveillance de l'environnement pratiquant des analyses radiotoxicologiques, des laboratoires de dosimétrie interne, des laboratoires de recherche dans le domaine de la radiotoxicologie ou de l'environnement...

Nous vous rappelons que les commandes sont confirmées par ordre de réception et dans la limite des stocks disponibles.

1.7 Nature des mesurandes

Différents isotopes sont à identifier et quantifier en fonction du type d'intercomparaison. Les niveaux d'activité sont définis par intercomparaison et communiqués via le site Internet de Procorad aux éventuels participants (information disponible avant inscription sur le site web www.procorad.org et au §2 du présent document)

1.8 Exigences de Procorad vis-à-vis des sous-traitants

Ces exigences figurent dans la convention de service liant Procorad et les laboratoires sous-traitants.

1.9 Risques de collusion / Falsification

Pour éviter les risques de collusion autant que faire se peut, sont attribués des n° d'anonymat aux laboratoires participants, qui ne sont connus que du secrétaire et du responsable du conseil scientifique.

Pour éviter les risques de falsification, les résultats sont saisis sur le site internet de Procorad par identifiant et login propre au laboratoire participant. Un résultat validé par le participant ne pourra être modifié que jusqu'à la date limite de saisie des résultats (8 mai).

L'historique des intercomparaisons Procorad montre que ces risques sont inexistants.

1.10 Calendrier et informations aux participants

Le calendrier des différentes phases de l'exercice annuel figure aux chapitres §2 et §3 du présent document. Il est notamment indiqué qu'un respect absolu des échéances est demandé. Par exemple, les résultats ne peuvent plus être saisis après le 8 mai de l'année de la campagne.

1.11 Instructions

Les instructions relatives au traitement des échantillons d'intercomparaison sont décrites aux chapitres §2 et §3 du présent document mis en ligne sur le site www.procorad.org.

Les méthodes d'analyses ne sont pas imposées. Un questionnaire technique à renseigner par le laboratoire participant permettra éventuellement à Procorad avec la collaboration des experts du Conseil scientifique de faire une interprétation des résultats par technique

1.12 Procédures pour tests d'homogénéité et stabilité

Elles sont définies et validées par le conseil scientifique. Elles font l'objet d'un calcul automatisé dans Procostat, après renseignement des données par les experts et exploitation par le conseil scientifique. Elles s'appuient sur la norme NF ISO 13528.

1.13 Saisie des résultats par les participants

Elle se fait directement sur le site Web de Procorad par une connexion sécurisée (identifiant + log in propre à chaque participant). Activité mesurée et incertitude à k=2 sont demandées selon un format défini.

1.14 Description de l'analyse statistique

Cette description est disponible dans le rapport technique, sur le site www.procorad.org et au chapitre §6 du présent document :

- calcul de la moyenne robuste à partir de l'ensemble des résultats
- calcul du biais de chaque résultat par rapport à la valeur assignée retenue
- réalisation de diagrammes
- évaluation de la performance par le test z-score de chaque résultat associé à son incertitude par rapport à la valeur assignée et son incertitude.

Le critère de performance retenu: le z-score ; le biais et le score E_n sont donnés à titre indicatif.

1.15 Réunion annuelle / Rapports

Une réunion annuelle programmée en juin de chaque année fait un premier bilan des résultats. Chaque intercomparaison est présentée par un expert sous forme d'un diaporama validé par le responsable du conseil scientifique et contenant entre autre:

- Une description de la préparation de l'intercomparaison
- Les résultats des tests d'homogénéité et de stabilité
- Les valeurs assignées et leurs incertitudes
- Le traitement statistique des résultats (moyenne robuste et graphes de résultats, de biais, de répartition par n° d'anonymat)
- Le bilan de l'intercomparaison en termes de performance globale et/ou par technique

Ces diaporamas sont diffusés sur le site web dès après la fin de la réunion annuelle.

Un rapport final, global pour l'exercice annuel regroupe, sous un format défini, tous les résultats et tests de chaque intercomparaison. Ce rapport, validé avant diffusion par le responsable du conseil scientifique, présente les mêmes items que la présentation annuelle et d'autres tels que les rapports sur les ateliers proposés... Il est disponible sur le site Web et accessible aux adhérents pour les laboratoires participants sous forme confidentielle (login + mot de passe)

De par la présence de N° d'anonymat, Procorad considère ce rapport non confidentiel dans le sens où chaque laboratoire participant peut le diffuser et où Procorad peut lui-même utiliser des données pour des présentations ou publications diverses. Les laboratoires participants sont informés de ce fait.

1.16 Sources potentielles d'erreurs

Les sources potentielles d'erreurs lors de la réalisation d'une comparaison interlaboratoires sont nombreuses. L'obtention d'une mauvaise notation est liée à une défaillance qui peut se trouver à n'importe quel endroit du processus :

- Pré-analytique :
 - dégradation de l'échantillon pendant sa préparation, son transport ou après réception
 - problème d'étiquetage lors de la phase de conditionnement
 - défaut d'homogénéisation de l'échantillon avant le dosage ou la prise d'essai surtout pour les urines
 - utilisation d'une partie des cendres de selles et non de la totalité

- Analytique :
 - Les matériaux de contrôles peuvent présenter un effet matrice sur certains systèmes d'analyse
 - utilisation inadaptée de l'échantillon
 - Interférences entre radionucléides dans des mélanges pour une intercomparaison donnée (mesure bêta en double marquage par exemple)
 - Réactifs, techniques, étalonnage...
 - Valeur cible erronée du matériau de référence certifié
- Post-analytique :
 - Fautes de copies et de transcription
 - Mauvaises saisies des données sur le site Internet
 - Saisie d'un résultat supérieur à la concentration maximale fournie dans les caractéristiques techniques

1.17 Perte ou détérioration des échantillons soumis à essai

En cas de perte ou de détérioration des échantillons dûment documentée, le laboratoire sous-traitant pourra décider, sur demande du bureau de Procorad, d'envoyer ou non d'autre(s) échantillon(s) dans la limite du nombre d'échantillon lui restant pour l'étude de la stabilité et dans les limites des délais de transport compatibles avec la réalisation des mesures. Cet envoi d'échantillon supplémentaire pourra être facturé.

2. Caractéristiques techniques des intercomparaisons

Les caractéristiques techniques des intercomparaisons sont revues annuellement et sont disponibles sur le site web avant l'inscription des laboratoires participants.

2.1 Généralités

2.1.1 Expéditions-Transport-Conservation

Les échantillons sont expédiés par transporteur à température ambiante. Une preuve de réception est adressée à Procorad.

Il n'y a pas de conditions particulières de stockage des échantillons jusqu'à analyse : les conditions de conservation utilisées en routine dans les laboratoires pour des échantillons équivalents suffisent.


2.1.2 Manipulation des échantillons

- ✓ Ouvrir avec précaution la boîte métallique et extraire le flacon plastique
- ✓ Contrôler l'absence de fuites
- ✓ Bien homogénéiser les urines avant de les traiter.

- ✓ Traiter la totalité de l'échantillon de cendres de selles
- ✓ Procéder à l'analyse selon votre protocole habituel

Attention : le pH des échantillons d'urine est < 4

2.1.3 Rendu des résultats

- ✓ La date de référence pour l'expression des résultats est fixée au 15 mars de l'année d'exercice. La table LNHB (accessible sur www.nucleide.org) est la référence pour les périodes radioactives utiles aux calculs
- ✓ Tous les résultats des différents exercices sont rendus en notation scientifique sous la forme **X,XX E+XX**
- ✓  Intercomparaison Emetteurs alpha totaux dans le mucus nasal, la saisie des résultats qualitatifs est réalisée dans la partie « Questionnaire technique ».
- ✓ L'incertitude élargie (95%) sera calculée par les participants pour l'ensemble des exercices.
- ✓ Adressez vos résultats uniquement en utilisant le site WEB PROCORAD www.procorad.org en utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe transmis par messagerie électronique
- ✓ La date limite de rendu de résultat est le **8 mai** de l'année de l'exercice. Les résultats parvenant à Procorad au-delà de cette date limite ne pourront pas faire l'objet d'un traitement statistique collectif.

2.2 Tritium dans les urines (Bq.L⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 55 participants

2.2.1. Urine tritiée

5 échantillons de 60 ml d'urine environ

- 3 échantillons d'urine dont 2 échantillons surchargés (19HTOA, 19HTOB, 19HTOC)
- 1 échantillon contaminé par de l'urine d'une personne exposée au tritium (19HTOD)
- 1 solution d'eau tritiée (19HTOE) obtenue par dilution de la source utilisée pour les surcharges

Pour les 5 échantillons (blanc, urines surchargées, urine contaminée et solution d'eau tritiée), les niveaux d'activité ne seront pas spécifiés ($< 1,00 \text{ E}+04 \text{ Bq.L}^{-1}$ quelque soit l'échantillon)

2.2.2. Tritium organiquement lié

Pour les laboratoires demandeurs uniquement

- 1 échantillon de 60 ml d'urine environ (19OBTf) : urine surchargée en thymidine tritiée entre $1,00 \text{ E}+04$ et $6,00 \text{ E}+04 \text{ Bq.L}^{-1}$

2.3 Carbone 14 (Bq.L⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 50 participants

¹⁴C : 5 échantillons de 50 ml d'urine environ dont :

- 4 échantillons dont 1 sans surcharge et 3 échantillons surchargés (noté 19CA, 19CB, 19CC, 19CD)
- 1 échantillon (noté 19CE) contenant du ¹⁴C et du ³H en mélange.

La concentration pour chaque isotope sera < 3,00 E+03 Bq.L⁻¹.

2.4 Soufre 35 dans les urines (Bq.L⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 30 participants

³⁵S : 2 échantillons de 50 ml d'urine environ ~~dont~~ notés 19SF- et 19SG- contenant du ³⁵S de concentration inférieure à 1,00 E+03 Bq.L⁻¹

Pour les participants aux intercomparaisons ¹⁴C et ³⁵S, le blanc à utiliser est celui de l'intercomparaison ¹⁴C.

Pour les participants à l'intercomparaison ³⁵S seule, un échantillon complémentaire noté 19SH, sans surcharge, sera fourni.

2.5 Emetteurs X et/ou γ dans les urines (Bq.L⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 60 participants

3 échantillons de 500 ml environ (19XGA, 19XGB, 19XGC)

- 1 échantillon sans surcharge .
- 2 échantillons d'urine surchargés avec divers radioéléments émetteurs X et/ou γ à des niveaux d'activité inférieure ou égale à 2,00 E+01 Bq.L⁻¹ pour chacun (hors ⁴⁰K). Le nombre de radioéléments à identifier et à quantifier ne sera pas précisé.

Des entraîneurs stables correspondant aux radioéléments peuvent avoir été utilisés lors de la préparation des échantillons urinaires.

La mesure du ⁴⁰K sera à effectuer et seule la moyenne arithmétique des 3 échantillons (19XGA, 19XGB, 19XGC) sera indiquée sur le bordereau de résultats au niveau de l'item « Résultats ⁴⁰K».

2.6 Uranium dans les urines (µg.Echantillon⁻¹ (masse) et Bq.Echantillon⁻¹ (activité))

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 50 participants.

3 échantillons : 19UA, 19UB et 19UC de 500 ml ± 0,75% :

- 1 échantillon de concentration < 50 µg.L⁻¹ et d'activité < 1,25 E+00 Bq.L⁻¹ (²³²U exclu)
- 1 échantillon d'activité < 2,00 E-01 Bq.L⁻¹ (²³²U exclu)
- 1 échantillon d'uranium enrichi en ²³⁵U de concentration < 50 µg.L⁻¹ et d'activité < 1,25 E+00 Bq.L⁻¹ (²³²U exclu)

MESURE D'ACTIVITE

- Bien homogénéiser le contenu du flacon par retournements successifs
- Transférer la totalité de l'échantillon d'urine du flacon plastique vers un récipient adapté. En cas de mesure par masse associée, prélever l'aliquote nécessaire avant le transfert.
- Rincer le flacon plastique et le bouchon avec une solution d'acide haute pureté que l'on joindra à l'échantillon (en tenir compte si nécessaire dans les calculs de masse ou d'activité).
- Procéder à l'analyse selon votre protocole habituel.

MESURE DE MASSE

- Bien homogénéiser le contenu du flacon par retournements successifs.
- Prélever l'aliquote nécessaire.
- Procéder à l'analyse selon votre protocole habituel.

2.7 Actinides dans les urines (Bq.Echantillon⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 50 participants

3 échantillons de 500 ml \pm 0,75% (19ACTUA, 19ACTUB, 19ACTUC):

- **1** échantillon non surchargé,
- **2** échantillons contenant du plutonium et de l'américium pour l'un d'entre eux au moins. Ils pourront être surchargés d'un ou de plusieurs autres actinides à l'exclusion du ²⁴²Pu, du ²³⁶Pu, de l'²⁴³Am et du ²²⁹Th.

Remarque : L'un des échantillons actifs aura une activité totale comprise entre 0 et 5,00 E-03 Bq, l'autre aura une activité totale comprise entre 5,00 E-03 et 2,00 E-02 Bq.

2.8 Solution d'actinides de référence (Bq.L⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 50 participants.

Chaque laboratoire qui désire participer à l'exercice "Solution d'actinide de référence" recevra un échantillon (identifié 19REF, v = 15 à 20 ml) d'une solution acide de ²⁴¹Am (Activité = de 1,00 E+01 à 1,00 E+02 Bq.L⁻¹) à mesurer.

2.9 Actinides dans les cendres de matières fécales (Bq.Echantillon⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 40 participants

3 échantillons d'environ 2,0 grammes de cendres chacun (19ACTSA, 19ACTSB, 19ACTSC) :

- **1** échantillon est sans surcharge.
- **2** autres échantillons sont surchargés en plutonium et/ou en éléments transplutoniens et uraniens. Ces surcharges sont réalisées par l'ajout de dilutions d'étalons radioactifs certifiés

Un échantillon réellement contaminé par un composé industriel peut être proposé.

L'activité totale de chaque échantillon en émetteurs alpha d'origine artificielle est inférieure à 5,00 E-01 Bq.

Les dosages des uraniums et des thoriums sont à effectuer sur chaque échantillon.

- Transférer la totalité de l'échantillon dans un récipient pour dissolution.

- Rincer le flacon plastique et le bouchon avec une solution d'acide haute pureté que l'on joindra à l'échantillon
- Procéder à l'analyse selon votre protocole habituel.

Dans la mesure où l'homogénéité de la surcharge intra- échantillon ne peut être garantie, vous devez effectuer l'analyse sur la totalité de l'échantillon

2.10 Strontium dans les urines (Bq.L⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 60 participants

3 échantillons 19SRA, 19SRB et 19SRC de 500 ml environ composés de :

- 1 échantillon sans surcharge
- 2 échantillons avec une activité en ⁹⁰Sr <2,00 E+01Bq.L⁻¹

2.11 Emetteurs alpha totaux sur mucus nasal (Bq.Echantillon⁻¹)

Nombre maximum de participants pour l'intercomparaison fixé à 25 participants

2 échantillons 19PNA et 19PNB de drapeaux (par paire) et 2 échantillons 19PNC et 19PND de mouchoirs :

- 1 échantillon surchargé avec une activité < 0,5 E+00 Bq.Echantillon⁻¹
- 1 échantillon de paire de drapeaux et de mouchoirs avec une activité en émetteurs alpha totaux (²³⁸Pu et/ou ²³⁹Pu et/ou ²⁴¹Am et/ou ²⁴⁴Cm) <1,50 E+00 Bq.Echantillon⁻¹
- Procéder à l'analyse selon votre protocole habituel
- Les laboratoires fourniront une réponse pour les drapeaux et/ou les mouchoirs de type qualitatif (type Présence ou absence) et/ou une réponse de type quantitatif.

Les réponses qualitatives sont saisies dans le questionnaire technique.

En cas d'analyse des drapeaux et des mouchoirs par des techniques différentes (avec prétraitement pour un support et sans prétraitement pour l'autre, avec liquide scintillant pour un support et compteur proportionnel pour l'autre...), veuillez choisir dans le menu déroulant la technique utilisée pour les drapeaux et dans les champs de texte libre celle utilisée pour les mouchoirs.

Ce même principe est à appliquer pour les réponses quantitatives.

Les résultats quantitatifs étant une mesure des alpha totaux pouvant être un mélange de plusieurs isotopes ne nécessitant pas de caractérisation, Procorad a défini un radioisotope fictif nommé ⁹⁹⁹Pn pour identifier les émetteurs alpha totaux. Cet isotope fictif est non modifiable lors de la saisie de vos résultats.

3. Modalités d'inscription

3.1 Généralités

L'inscription se fait via le site web de Procorad www.procorad.org

Pour chaque inscription, un code anonymat est fourni avec un mot de passe aléatoire. Les anciens adhérents gardent leur mot de passe. L'e-mail de retour reçu par chaque laboratoire participant vaut attestation d'inscription.

Prérequis informatique :

Cookies : Le site web et les outils fournis par Procorad n'utilisent pas la technologie des « cookies ». Aucun enregistrement de données n'est donc effectué.

Modalités d'utilisation des outils Procorad : l'utilisation du service requiert une connexion et un navigateur internet. Afin de garantir un bon fonctionnement du service, il est conseillé d'utiliser les versions suivantes de navigateurs :

- Firefox version 31 et supérieures
- Safari version 7 et supérieure
- Internet Explorer version 10 et supérieure
- Microsoft Edge
- Chrome version 35 et supérieure

3.2 Calendrier

Le calendrier ci-dessous est référencé pour l'exercice 2019 (année n) qui débute en octobre de l'année n-1 (2018 dans le tableau) et finit en octobre de l'année n (2019).

INTERCOMPARAISONS 2019 EN RADIOTOXICOLOGIE

CALENDRIER DES INTERCOMPARAISONS

OBJET	ENVOI EFFECTUE PAR	A DESTINATION DE	DATE LIMITE
Plan de campagne d'IC et Bordereau d'inscription	Secrétariat via site web	Laboratoires participants	20-oct-18
Bordereau d'inscription	Laboratoires participants	Secrétariat par le site Web	01-déc-18
Devis -proforma	Trésorier PROCORAD	Laboratoires participants	30-déc-18
Bon de commande	Laboratoires participants	Trésorier PROCORAD	15-févr-19
Envoi des échantillons	Laboratoires sous traitants	Laboratoires participants	28-févr-19
Réception des échantillons		Laboratoires participants	Avant le 22 Mars 2019
Envoi de la facture	Trésorier PROCORAD	Laboratoires participants	15-avr-19
Bordereaux de résultats	Laboratoires participants	Experts PROCORAD par le site Web	8-mai -19 minuit GMT
REUNION DE SYNTHESE Budapest (Hongrie)			19-21 Juin 2019
Rapport définitif	Responsable du conseil scientifique via site web	Laboratoires participants	31-août-19

3.3 Frais de participation

Ils sont déterminés en conseil d'administration et disponibles sur le site Web avant inscription. Les montants indiqués ci-dessous sont des montants HT, l'Association étant exonérée de la TVA.

1 exercice	: 950 Euros
2 exercices	: 1550 Euros
3 exercices	: 2150 Euros
4 exercices	: 2550 Euros
5 exercices ou plus	: 2750 Euros
Exercice solution actinide de référence	: 300 Euros

L'exercice intercomparaison Soufre 35 est facturé 450 € quel que soit le nombre d'exercices souscrits.

La Solution de référence Actinide est facturée 300 € quel que soit le nombre d'exercices souscrits.

L'exercice Emetteurs alpha totaux sur mucus nasal est facturée 300 €, quel que soit le nombre d'exercices souscrits.

Les frais d'inscription correspondent à une contribution forfaitaire aux frais d'organisation des inter-comparaisons et du colloque de synthèse pendant lequel se tient l'Assemblée Générale de l'Association.

Les sommes mentionnées incluent donc les frais de participation à la réunion de Juin du ou des deux représentants **désignés dans le bordereau d'inscription.**

Ne sont pas inclus :

- **Les frais de transports jusqu'au lieu de réunion.**
- **Les frais d'hébergement en hôtel.**
- **Le déjeuner du premier jour de la réunion.**

La participation à la réunion de plus de 2 membres d'un laboratoire est possible. Cependant, une participation de 200 Euros HT est demandée par personne supplémentaire (**adhésion préalable obligatoire**).

Une traduction simultanée anglais - français et français – anglais est assurée pendant le colloque et un compte-rendu détaillé – en français et en anglais, disponible par téléchargement à partir du site, est réservé aux adhérents.

Remarques :



L'inscription aux inter-comparaisons mais la non-participation à la réunion de synthèse ne donne lieu à aucune réduction sur le montant des inscriptions.

3.4 Facturation

Les factures sont envoyées par voie électronique vers le 15 avril de l'année en cours à l'adresse de facturation fournie lors de l'inscription si elle est différente de celle du directeur du laboratoire participant. La facture envoyée est une facture originale.

Les demandes particulières comme l'envoi de facture papier par courrier feront l'objet de frais de dossier de 20 € HT.

Le délai de paiement est de 30 jours fin de mois.

En cas de non règlement de la facture avant le 31 juillet de l'année en cours, le rapport technique ne sera pas disponible et Procorad se réserve le droit de refuser l'inscription à la prochaine campagne d'intercomparaison.

Les droits de douanes, taxes, redevances ou impositions diverses susceptibles d'être demandés à l'occasion de l'importation des échantillons sont à la charge du destinataire à réception, selon la réglementation locale. PROCORAD ne peut être tenu responsable de l'inexécution de ces obligations ni des retards, erreurs ou dommages liés à l'approvisionnement et au transport des échantillons.

3.5 Critères d'adhésion

Aucun critère d'adhésion n'est retenu pour la participation des laboratoires aux intercomparaisons hormis celui exposé au chapitre §3.4.

Cependant un nombre maximum de participant/intercomparaison est fixé.

4. Communication avec les participants

Procorad possède un site Internet www.procorad.org qui présente l'ensemble de son activité, sa certification ISO 9001, les règles de fonctionnement, les tarifs, les différents programmes, le nom des responsables et leurs e-mails.

Les autres moyens de communication déployés sont : la réunion annuelle, la plaquette de communication PROCORAD, la rubrique contact du site Internet, notre référencement auprès du Cofrac comme organisme d'évaluation externe de la qualité, l'enquête de satisfaction et tout autre support de communication ponctuelle (e-mail, courrier, téléphone...).

Tous les documents de communication sont en français et en anglais que ce soit sur le site Internet ou dans les annonces faites par e-mail.

5. Confidentialité–Protection des données

5.1 Confidentialité

L'accès au site Web Procorad nécessite un mot de passe attribué après adhésion à l'association. L'inscription aux intercomparaisons permet l'attribution d'un numéro d'anonymat unique en tant que laboratoire participant

L'association Procorad ne définit aucune condition restrictive de diffusion des rapports finaux par le laboratoire participant car l'anonymat des laboratoires est assuré via le numéro d'anonymat.

Les rapports finaux ne seront accessibles qu'aux participants de l'intercomparaison. Ils ne comporteront pas la liste des adhérents.

De plus, toute personne impliquée dans le fonctionnement de Procorad :

- S'interdit de diffuser, de communiquer toutes informations confidentielles, quel qu'en soit le support (écrit, oral, informatique...), auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre des activités de Procorad.
- S'engage à préserver son intégrité et son objectivité professionnelle pour la réalisation de ses travaux.
- Devra communiquer au président toutes tentatives de pression ou influence commerciale, financière ou autre, interne ou externe dont elle ferait l'objet et susceptible de mettre en cause la qualité de ses travaux.

En ce qui concerne les experts des différentes intercomparaisons, ils ne peuvent accéder à l'identité des participants qu'au titre de la formation continue ou en tant que conseiller à la demande du participant.



Note importante pour les laboratoires français de biologie médicale uniquement :

Suivant l'article D. 6221-20 alinéa III, Procorad peut être amené à communiquer, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, un état de la participation d'un contrôle et les résultats de ces contrôles. De plus, selon l'article L. 6221-9 du Code de la Santé Publique, Procorad peut signaler à l'agence régionale de santé les anomalies constatées au cours de leur contrôle et susceptible d'entraîner un risque majeur pour la santé des patients.

5.2 Protection des données

Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur à la date du 25 mai 2018. PROCORAD a modifié sa politique de confidentialité pour en tenir compte. Nous vous invitons à lire nos Mentions Légales et notre Politique de Confidentialité sur notre site Internet.

6. Exploitation statistique des résultats

L'exploitation des résultats et les évaluations de la performance sont effectuées en se référant à la norme ISO 13528 « Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaisons interlaboratoires » et le document IUPAC 2006 « The International Harmonized Protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report) ».

Ce document est un document public, mis à la disposition des adhérents via le site web de Procorad

6.1 Statistiques descriptives

Pour une intercomparaison, les données suivantes sont fournies pour chaque échantillon et pour chaque radioélément :

Le Nombre de laboratoires participants

Chaque laboratoire participant fournit un seul résultat par radioélément pour un échantillon donné.

La moyenne robuste

La moyenne robuste est calculée selon l'algorithme A décrit en Annexe C de la norme ISO 13528

La moyenne géométrique,

L'équation de la moyenne géométrique est la suivante :

$$\text{Moyenne géométrique} = \sqrt[n]{x_1 * x_2 * x_3 \dots x_n}$$

$x_1, x_2, x_3 \dots$ correspondent aux résultats des laboratoires 1, 2, 3

La valeur MINI

Correspond au plus petit résultat de la série

La valeur MAXI

Correspond au résultat le plus élevé de la série

6.2 Statistiques permettant d'évaluer la performance

6.2.1 La valeur assignée X :

Le choix du type de valeur assignée est laissé à l'expert
Elle correspond

- à la **valeur certifiée X_{ref}** calculée lors de la réalisation de l'échantillon dans le cas d'un étalon radioactif ou d'une dilution d'étalon radioactif utilisé comme surcharge. La valeur est connue **avant la comparaison**.

On parle de valeur assignée de référence

- Ou à la **moyenne robuste X^*** calculée à partir des résultats des participants par exemple dans le cas des radioéléments naturels :

On parle de valeur assignée consensuelle

La moyenne robuste X^* et l'écart-type robuste s^* sont évalués à l'aide de l'algorithme A figurant en annexe C de la norme ISO 13528 selon les étapes suivantes:

1. Phase initiale

Les valeurs initiales de X^* et de s^* sont calculées par :

- $X^* =$ médiane de x_i ($i=1,2,3, \dots, p$) x_i : résultat laboratoire participant

- $s^* = 1.483$ médiane de $|x_i - X^*|$

2. Phase itérative

Les nouvelles valeurs de X^* et de s^* sont mis à jour :

- Calcul de $\delta = 1.5 s^*$
- Pour chaque valeur de x_i calcul de x_i^*

$$\begin{cases} x_i^* = X^* - \delta & \text{si } x_i < X^* - \delta \\ x_i^* = X^* + \delta & \text{si } x_i > X^* + \delta \\ x_i^* = x_i & \text{sinon} \end{cases}$$

- $X^* = \sum x_i / p$ et $s^* = 1.134 \sqrt{\sum (x_i - X^*)^2 / p - 1}$

Les estimations de X^* et s^* sont déduites par un calcul par itération en mettant à jour les données jusqu'à ce que le processus converge : en général 5 ou 6 itérations.

6.2.2 L'incertitude de la valeur assignée U(X)

Elle prend en compte les principales sources d'incertitudes en fonction du mode de calcul de la valeur assignée.

Le facteur d'élargissement est $k=2$

1. Si la valeur assignée est une valeur de référence : **U(X_{ref})**. **L'incertitude de la valeur assignée** est calculée selon la méthode GUM à partir des principales sources d'incertitudes intervenant lors de la préparation de l'étalon radioactif ou de la préparation de la dilution de l'étalon radioactif.
2. Si la valeur assignée est déduite comme étant une moyenne robuste calculée à partir des résultats des participants, **l'incertitude U(X*)**. $U(X^*) = 2 * \frac{1.25s^*}{\sqrt{p}}$

s^* est l'écart-type robuste des résultats

p est le nombre de laboratoires participants

Cette incertitude sera majorée pour tenir compte d'une inhomogénéité et/ou d'une instabilité éventuelle selon une méthode décrite par le laboratoire expert (selon la norme ISO 13528, fondée sur l'écart type inter-échantillon) lors de la réunion annuelle et dans le rapport final.

6.2.3 L'écart-type pour l'évaluation d'aptitude :

L'écart-type pour **l'évaluation d'aptitude** σ_{aptitude} est fixé par PROCORAD comme étant égal à l'écart-type robuste.

6.3 Critères de performance

6.3.1 Le z score :

L'indicateur de performance retenu est le z score

La valeur du z-score est donnée par la relation suivante :

$$Z_{score} = \frac{X_{lab} - X}{\sigma_{aptitude}}$$

X_{lab} : résultat du laboratoire

X : valeur assignée

σ_{aptitude} : S*

| Z score | ≤ 2: résultat satisfaisant

2 < | Z score | ≤ 3: résultat douteux Zone d'alarme : à surveiller

3 < | Z score | Résultat discordant requérant une action.

6.3.2 Autres statistiques de performance données à titre indicatif :

- Le biais :

La valeur du biais est donnée par la relation suivante :

$$\text{Biais en \%} = \frac{X_{lab} - X}{X} * 100$$

-25% < biais% < 50% (Critères ANSI N13-30 2011, ISO 28218 et NF ISO 12790-1) : **résultat satisfaisant**

- Le nombre E_n:

La valeur du nombre E_n est donnée par la relation suivante :

$$E_n = \frac{X_{lab} - X}{\sqrt{U^2(X_{lab}) + U^2(X)}}$$

X_{lab} : résultat du laboratoire

X : valeur assignée

U(X_{lab}) : incertitude élargie (k=2) sur résultat du laboratoire

U(X) : incertitude élargie (k=2) sur valeur assignée

| E_n | < 1 : résultat satisfaisant

| E_n | > 1 : résultat non satisfaisant